

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

 Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej**

 Oznaczenie arkusza: **E.27-01-17.06**

 Oznaczenie kwalifikacji: **E.27**

 Numer zadania: **01**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

 * w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Rezultat 2: Wydruki z kardiogramu z opisem rejestrowanych sygnałów oraz raport z diagnozy kardiogramu (tabela nr 2)									
1	Przygotowany wydruk dokumentujący rejestrację sygnału FHR, UC, FM								
2	Na wydruku został zaznaczony fragment sygnału FHR								
3	Na wydruku został zaznaczony fragment sygnału UC								
4	Na wydruku został zaznaczony fragment sygnału FM								
5	Wypełniony raport określający poprawność rejestracji sygnału FHR zgodnie z stanem faktycznym urządzenia								
6	Wypełniony raport określający poprawność rejestracji sygnału UC zgodnie z stanem faktycznym urządzenia								
7	Wypełniony raport określający poprawność rejestracji sygnału FM zgodnie z stanem faktycznym urządzenia								
Rezultat 3: Zainstalowany i skonfigurowany program antywirusowy									
1	Zainstalowany program antywirusowy								
2	Program antywirusowy pracuje w trybie monitora								
3	Zostały włączone automatyczne aktualizacje programu antywirusowego								

Rezultat 5: Formularz do bazy gabinet									
1	Przygotowany formularz w bazie danych gabinet								
2	Formularz umożliwia wprowadzanie danych w tabeli pacjenci								
3	Formularz umożliwia wprowadzanie danych w tabeli wizyty								
Przebieg 1: Podłączenie urządzeń									
1	Zdający podłączył zasilanie kardiokografu dopiero po zamknięciu pojemnika na papier								
2	Papier został umieszczony tak, aby wydruk odbywał się po właściwej stronie papieru								
3	Zdający podłączył aparat KTG zgodnie z dokumentacją								
Przebieg 2: Testowanie kardiokografu									
1	Sondę US sprawdzono rejestrując ruch palca bezpośrednio na powierzchni sondy lub poprzez drugą dłoń								
2	Sondę TOCO sprawdzano naciskając aktywną powierzchnię sondy								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis