

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-21.01-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Rezultat 3: Etykieta									
Wpisane:									
1	Nazwa oddziału: Oddział Chirurgii Ogólnej								
2	Zawartość pakietu (nazwa zestawu): Zestaw zabiegowy nr 1								
3	Data sterylizacji: data zgodna z datą egzaminu								
4	Data ważności pakietu: data o dwa miesiące (+/-2dni) późniejsza od daty egzaminu								
Rezultat 4: Pakiet z Zestawem zabiegowym nr 1									
<i>Egzaminator w celu dokonania oceny kryteriów 4, 5 i 6 otwiera pakiet</i>									
1	Pakiet zaklejony jest taśmą ze wskaźnikiem oraz bez wskaźnika								
2	Pakiet oznakowany jest wypisaną etykietą, przyklejoną do pakietu taśmą bez wskaźnika								
3	Warstwa zewnętrzna pakietu wykonana jest z papieru krepowanego w kolorze białym								
4	Opakowanie pakietu składa się z dwóch niezależnych warstw papieru krepowanego								
5	Wewnątrz pakietu umieszczony jest wskaźnik chemiczny typu 4								
6	Wewnątrz pakietu znajdują się wyłącznie: serweta chirurgiczna barierowa – 1 szt., bandaż bawełniany – 1 szt., kompresy gazowe 10 cm x10 cm – 10 szt., fartuch barierowy – 2 szt., gaza opatrunkowa 1m ² – 1 szt.								

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i przygotowanie pakietu do sterylizacji*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki*

Zdający:

1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy								
2	wykonał pierwszy etap dezynfekcji rąk: naniósł środek dezynfekcyjny na suche dłonie								
3	wykonał co najmniej pięciokrotnie wszystkie etapy dezynfekcji rąk zgodnie z techniką Ayliffe'a								
4	umieścił tacę narzędziową po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego w kolorze zielonym								
5	zawinął arkusz zakrywając tacę z wyrobami medycznymi, po zapakowaniu tacy pozostawił wypustkę z jednego z narożników papieru krepowanego w kolorze zielonym								
6	sformułował z papieru koloru białego trójkąt oraz pozostawił po kolejnych krokach pakowania wypustkę z jednego z rógów papieru (jak w kryterium 5) ułatwiający jałowe otwarcie pakietu								
7	zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania narzędzi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym oraz uporządkował wszystkie materiały, z których korzystał podczas wykonywania pakowania								
8	zjął czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis