

**Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2017

CKE **CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodontcji oraz epitez twarzy**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.17**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.17-01-18.01

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
CZEŚĆ PRAKTYCZNA**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Na otrzymanym modelu roboczym wykonaj górną protezę dziecięcą w fazie wosku zgodnie z zaleceniami lekarza zawartymi w Karcie laboratoryjnej i treścią zadania.

Dobierz właściwy drut do wykonania klamer grotowych.

Po dogięciu klamer zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego (PZN) przez podniesienie ręki, gotowość do ich oceny.

Zamocuj klamry na wcześniej uplastycznionej i dopasowanej płycie woskowej.


Wymodeluj zęby zachowując kształt i rozmiar zębów własnych pacjenta oraz wypukłość łuku zębowego i warunki zwarciove oraz zalecenia lekarza.

Wymodeluj płytę protezy zgodnie z uwagami zawartymi w Karcie laboratoryjnej.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne narzędzia i sprzęt.

KARTA LABORATORYJNA

KARTA LABORATORYJNA																						
Nazwisko i imię	Kowalska Marlena																					
Adres	ul. Krzywa 14 41-200 Sosnowiec																					
Wiek pacjenta	5 lat																					
Rodzaj pracy	Górna proteza częściowa																					
PROJEKT PRACY																						
		STAN UZĘBIENIA <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>55</td><td>54</td><td>53</td><td>52</td><td>51</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td> </tr> <tr> <td>85</td><td>84</td><td>83</td><td>82</td><td>81</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td> </tr> </table>	55	54	53	52	51	61	62	63	64	65	85	84	83	82	81	71	72	73	74	75
55	54	53	52	51	61	62	63	64	65													
85	84	83	82	81	71	72	73	74	75													
PLAN LECZENIA																						
Data	Postępowanie kliniczne	Postępowanie laboratoryjne																				
8.01.2018 r.	pobranie wycisków	odlanie modeli roboczych																				
22.01.2018 r.	oddanie pracy pacjentowi	wykonanie górnej protezy częściowej																				
<p>Uwagi: proszę</p> <ul style="list-style-type: none"> – płytę protezy dobrze dopasować do podłoża i wklinać w przestrzeń między zębami, – płytę na podniebieniu wymodelować do połowy wysokości zębów zachowanych, – klamry dogięć tak, aby nie podnosiły wysokości zwarcia, – zęby wymodelować z zachowaniem szpar, – uwzględnić, że zachodzenie zębów górnych na dolne powinno być minimalne. <p style="text-align: right;"><i>Jan Kowalski</i> /podpis lekarza/</p>																						

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenię podlegać będą 4 rezultaty:

- dogięte klamry grotowe od strony podniebiennej (rezultat pośredni),
- dogięte klamry grotowe od strony przedsionkowej,
- wymodelowane zęby z wosku,
- wymodelowana woskowa płyta protezy,

oraz

przebieg wykonania protezy dziecięcej.