


**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu**
 Oznaczenie arkusza: **Z.18-01-15.05**
 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.18**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*												Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Rezultat 2: Druk zamówienia wkładki

W druku zamówienia wkładki w pozycji:

1	Data, Imię, Nazwisko zapisano – datę egzaminu, Jan Kowalski								
2	Strona zaznaczono – prawa								
3	Rodzaj wkładki zaznaczono – twarda								
4	Kolor zaznaczono – bezbarwna lub różowa lub inny (konkretny)								
5	Kształt zaznaczono – ażurowa								
6	Wykończenie zaznaczono – lakierowana								
7	Dźwiękowód zaznaczono – łącznik kątowy lub ruchomy								
8	Wentylacja zaznaczono wartość większą lub równą 1,5 mm i mniejszą lub równą 2,0 mm								

Rezultat 3: Instrukcja pielęgnacji aparatu słuchowego i wkładki usznej

Pielęgnacja aparatu słuchowego zawiera informacje:

1	o ochronie aparatu słuchowego przed wilgocią (lub zdejmowanie aparatu w sytuacjach, grożących jego uszkodzeniem np. kąpiel, deszcz lub unikanie wody) i informacje o osuszaniu aparatu								
2	o ochronie przed uszkodzeniem mechanicznym lub termicznym								
3	o sprawdzaniu rożka i filtrów, czy nie ma w nich zanieczyszczeń i o regularnej wymianie filtrów								
4	o czyszczeniu aparatu specjalnymi chusteczkami								
5	o wyłączaniu nieużywanego aparatu i wyjmowaniu z niego baterii								

Pielęgnacja wkładki usznej zawiera informacje:

6	o myciu wkładki specjalnymi środkami								
7	o wydmuchaniu wilgoci lub kropelek wody z wkładki i dźwiękowodu przy użyciu gruszki								
8	o czyszczeniu wentylacji i dźwiękowodu z woskowiny lub zanieczyszczeń specjalnymi wyciorkami								
9	o wymianie dźwiękowodu, gdy jest twardy lub przebarwiony								

Rezultat 4: Opis procedury sprawdzenia działania aparatu słuchowego

Opis obejmuje:

1	sprawdzenie czy aparat słuchowy jest włączony i czy wybrany jest właściwy program								
2	sprawdzenie czy potencjometr jest ustawiony w prawidłowej pozycji								
3	sprawdzenie czy bateria nie jest wyczerpana, czy została włożona właściwą stroną i czy nie widać na niej korozji								
4	sprawdzenie czy nie widać korozji na stykach wewnątrz komory baterii								
5	sprawdzenie czy aparat słuchowy nie ma mechanicznych uszkodzeń lub zniszczonej obudowy								
6	sprawdzenie czy aparat słuchowy nie ma zanieczyszczonych filtrów i rożka								
7	sprawdzenie czy wkładka uszna lub dźwiękówód nie jest zatkana przez woskowinę lub brud lub wodę								

Rezultat 5: Odlew ucha

1	wycisk jest zakończony tamponikiem								
2	długość wycisku za drugi zakręt przewodu słuchowego (lub jest zgodna z wyciskiem wzorcowym)								
3	masa silikonowa jest jednolita – ma jednolity kolor i konsystencję								
4	brak jest pęcherzyków powietrza								
5	wycisk jest estetycznie wykonany, tzn.: powierzchnia jest gładka, brak ubytków w masie i jest odciśnięta cała muszla małżowiny								

