


*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

 Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**

 Oznaczenie arkusza: **Z.20-01-16.01**

 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**

 Numer zadania: **01**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

 Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*												Numer stanowiska		

 * w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

 Egzaminator wpisuje T,
 jeżeli zdający spełnił
 kryterium albo N, jeżeli
 nie spełnił

Rezultat 1: Karta zmian powierzchniowych na sprzęcie medycznym i narzędziach chirurgicznych.

Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane w kryteriach pod warunkiem ich poprawności merytorycznej.

1	W kolumnie Nazwa i ilość sprzętu medycznego/narzędzi chirurgicznych wpisane: kleszczyki jelitowe 1 szt., raspator 1 szt.								
2	W kolumnie Rodzaj nalotu/korozi przy kleszczykach jelitowych wpisane: korozja wżerowa								
3	W kolumnie Rodzaj nalotu/korozi przy raspatorze wpisane: naloty z soli wapnia pochodzących z wody lub osad wapienny								
4	W kolumnie Pochodzenie i przyczyny nalotu/korozi przy kleszczykach jelitowych wpisane co najmniej jedna z wymienionych: oddziaływanie jonów chloru lub bromu i jodu; na skutek pozostałości zabrudzeń organicznych - krwi, ropy, wydzieliny; zbyt duża zawartość chlorków w wodzie do płukania; fizjologiczne roztwory chlorku sodu; nowe narzędzia z cienką warstwą pasywną								
5	W kolumnie Pochodzenie i przyczyny nalotu/korozi przy raspatorze wpisane: zbyt duża zawartość wapnia w wodzie na etapie mycia lub ostatniego płukania								
6	W kolumnie Zalecenia dotyczące usunięcia nalotu/korozi przy kleszczykach jelitowych wpisane: zastosowanie kwaśnego środka do mycia zasadniczego lub mechaniczna obróbka u producenta lub renowacja lub kasacja								
7	W kolumnie Zalecenia dotyczące usunięcia nalotu/korozi przy raspatorze wpisane: przetarcie szmatką niepozostawiającą włókien lub poprzez kwaśne mycie zasadnicze								
8	W kolumnie Przykłady działań zapobiegawczych przy kleszczykach jelitowych wpisane minimum 2 z wymienionych: stosowanie wody odpowiedniej jakości (demineralizowanej); stosowanie wody z niewielką zawartością chlorku; redukcja pozostałości organicznych; usuwanie substancji zawierających chlor (krew, roztwór soli fizjologicznej); mycie bezpośrednio po użyciu; stosowanie do sterylizacji pary wolnej od zanieczyszczeń								
9	W kolumnie Przykłady działań zapobiegawczych przy raspatorze wpisane: płukanie końcowe wodą w pełni zdemineralizowaną lub mycie z ewentualnym płukaniem między etapami przy użyciu wody zmiękczonej								

Rezultat 2: Karta dekontaminacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych									
1	W kolumnie Nazwa i ilość sprzętu medycznego/narzędzi chirurgicznych NIE wpisane: Korek do wenflonu								
2	W kolumnie Nazwa i ilość sprzętu medycznego/narzędzi chirurgicznych wpisane: Nożyczki chirurgiczne 3 sztuki								
3	W kolumnie Parametry procesu dezynfekcji dla wartości $A_0 = 6000$ w żadnym wierszu NIE wpisane: 90°C/5min.								
4	W kolumnie Czas sterylizacji w temperaturze 134°C wpisane trzy przykłady temperatur								
5	W kolumnie Protokół niezgodności został sporządzony, w wierszu Nożyczki chirurgiczne wpisane: TAK								
Rezultat 3: Protokół niezgodności oraz opisany test kontroli zgrzewu.									
<i>Zdający test kontroli zgrzewu pozostawi w miejscu wskazanym przez przewodniczącego ZN</i>									
1	W tytule Protokół niezgodności z dnia... wpisana data egzaminu								
2	W wierszu Opis niezgodności wpisane: brak 2 sztuk/par nożyczek chirurgicznych								
3	W wierszu Podjęte działania wpisane: powiadomiono kierownika Centralnej Sterylizatorni lub powiadomiono kierownika/oddziałową/personel Bloku Operacyjnego lub wypisany Protokół niezgodności lub inne związane z wyjaśnianiem przyczyny lub stwierdzeniem niezgodności								
4	Test kontroli zgrzewu opisany datą egzaminu								
5	Test kontroli zgrzewu opisany uzyskanym wynikiem: wynik prawidłowy lub wynik pozytywny lub zaznaczone OK								

Przebieg 1: Wykonanie testu kontroli zgrzewu oraz przygotowanie nożyczek chirurgicznych do sterylizacji w zakresie kontroli wizualnej, konserwacji, wykonania i oznakowania pakietu.

Zdający gotowość do wykonania testu kontroli zgrzewu oraz przygotowania nożyczek chirurgicznych do sterylizacji zasignalizuje przez podniesienie ręki Przewodniczącemu ZN, który kieruje kolejno zdających do stanowiska.

1	Zdający zdezynfekował ręce, nie miał założonej żadnej biżuterii, założył czepek																		
2	Zdający wykonał test kontroli zgrzewu przed zgrzaniem pakietu z nożyczkami chirurgicznymi																		
3	Zdający obejrzał nożyczki chirurgiczne pod lupą powiększającą																		
4	Zdający naniósł na nożyczki chirurgiczne w miejscu połączenia olej do konserwacji i następnie wykonał ruchy zamykania i otwierania																		
5	Zdający na ostrza nożyczek chirurgicznych założył osłonkę																		
6	Zdający uchwyty nożyczek chirurgicznych skierował w kierunku otwierania pakietu																		
7	Zdający umieścił w pakiecie wskaźnik chemiczny																		
8	Zgrzewy są ciągłe na całej ich szerokości, bez kanałów, folia nie jest pomarszczona																		
9	Zdający do pakietu przykleił taśmą bez wskaźnika Etykietę z Datą ważności pakietu nie przekraczającą 6. miesięcy od daty egzaminu																		
10	Zdający uporządkował stanowisko pracy, nie pozostawił na blacie stołu zużytych ręczników papierowych ani innych odpadów																		

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis