

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2018  
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**  
 Oznaczenie arkusza: **Z.20-01-18.01**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**  
 Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

 Kod ośrodka           –      

 Kod egzaminatora        

 Data egzaminu          
  
*Dzień Miesiąc Rok*

 Godzina rozpoczęcia egzaminu   :  

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

*Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił*

*Uwaga! Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane w kryteriach oceniania pod warunkiem ich poprawności merytorycznej*

**Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji w myjni dezynfektorze i Karta dezynfekcji chemiczno-zanurzeniowej oraz mycia manualnego**

Karta mycia i dezynfekcji w myjni dezynfektorze:

1	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi mycia i dezynfekcji – wpisane: Zestaw kostny mały, Zestaw ginekologiczny, Artroskop kolano, Zestaw endoproteza kolana, Zestaw podstawowy artroskopia kolana, Zestaw do szycia										
2	W kolumnie Parametry procesu – wpisane: A0=3000										
3	W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu – wpisane: wsad zwolniono										

Karta dezynfekcji chemiczno-zanurzeniowej oraz mycia manualnego:

4	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi mycia i dezynfekcji – w jednym z wierszy wpisane: Światłowod										
5	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi mycia i dezynfekcji – w jednym z wierszy wpisane: Opaska zaciskowa gumowa										

**Rezultat 2: Karta sterylizacji tlenkiem etylenu i Karta sterylizacji parowej**

Karta sterylizacji tlenkiem etylenu:

1	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi sterylizacji – wpisane: Artroskop kolano, Światłowod, Opaska zaciskowa gumowa										
2	W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu – wpisane: wsadu nie zwolniono										

Karta sterylizacji parowej:


3	W wierszu Data – wpisane: data zgodna z datą egzaminu (dd-mm-rrrr)										
4	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi sterylizacji – wpisane: Zestaw kostny mały, Zestaw ginekologiczny, Zestaw endoproteza kolana, Zestaw podstawowy artroskopia kolana, Zestaw do szycia										
5	W kolumnie Parametry procesu – czas, wpisane: minimum 3 minuty lub 3 minuty lub dłuższy										
6	W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu – wpisane: wsad zwolniono										


**Rezultat 3: Protokół wydania materiałów sterylnych z Centralnej Sterylizatorni i Etykieta**

Protokół wydania materiałów sterylnych z Centralnej Sterylizatorni:

1	W kolumnie Data w wierszach od 1 do 5 – wpisane: data zgodna z datą egzaminu (dd-mm-rrrr)																		
2	W kolumnie Nazwa wyrobów medycznych – wpisane: Zestaw kostny mały, Zestaw ginekologiczny, Zestaw endoproteza kolana, Zestaw podstawowy artroskopia kolana, Zestaw do szycia																		
3	W kolumnie Nazwa Oddziału – wpisane: BO Ortopedia – w trzech wierszach, BO Ginekologia – w jednym wierszu, Izba Przyjęć – w jednym wierszu																		
Etykieta:																			
4	W wierszu Nazwa odbiorcy – wpisane: Oddział Chirurgiczny																		
5	W wierszu Zawartość pakietu – wpisane: Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm – 15 sztuk																		
6	W wierszu Data ważności wpisane: 5 miesięcy od daty egzaminu +/- 3 dni (dd-mm-rrrr)																		


**Przebieg 1: Wykonanie testu funkcyjnego zgrzewarki oraz przygotowanie pakietu z kompresami gazowymi.***Gotowość do przygotowania kompresów do pakietowania zdający zasignalizuje przez podniesienie ręki.*

1	Zdający założył czepek, zakrywając nim wszystkie włosy Przed dezynfekcją rąk zdjął z rąk każdą sztukę biżuterii								
2	Zdający wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk. Każdy etap powtarzał pięciokrotnie W 3 etapie pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami								
3	Zdający przed wykonaniem pakietu wykonał test funkcyjny zgrzewarki. Zgrzew w całości znajduje się w polu przeznaczonym do jego kontroli. Zgrzew jest ciągły na całej jego szerokości. Brak kanałów i przerw w zgrzewie								
4	Zdający wypełnił rubryki testu funkcyjnego zgrzewarki. W miejscu przeznaczonym na wpisanie daty wpisał: datę zgodną z datą egzaminu, w jednym z miejsc wpisał wynik: prawidłowy lub pozytywny lub zaznaczył X								
5	Zdający przed wykonaniem pakietu zdezynfekował blat stołu chusteczkami nasączonymi preparatem dezynfekcyjnym								
6	Zdający odliczył 15 sztuk kompresów gazowych i umieścił je razem ze wskaźnikiem chemicznym typu 5 w pakiecie								
7	Zdający grzbiety kompresów (strona kompresu nie dzieląca się na warstwy) zapakował od strony otwierania pakietu. <i>Uwaga. Do oceny kryterium 7 może zachodzić konieczność otwarcia pakietu zgodnie z kierunkiem otwierania oznaczonym na opakowaniu</i>								
8	Zdający od strony otwarcia pakietu, powyżej zgrzewu, pozostawił mankiet rękawa nie węższy niż 2 cm <i>Uwaga. Linijka do sprawdzenia znajduje się na stanowisku kontroli, składania i pakowania wyrobów medycznych)</i>								
9	Zdający do pakietu przykleił taśmą neutralną Etykietę								
10	Zdający uporządkował stanowisko pracy: nie pozostawił na blacie żadnych odpadów z rękawa papierowo-foliowego, papieru, taśmy, zużytych chusteczek dezynfekcyjnych Czepek wyrzucił do kosza z odpadami								

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*