

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**
 Oznaczenie arkusza: **Z.20-01-19.06**
 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: Etykieta

Wpisane:

1	nazwa oddziału: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu/Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu																				
2	zawartość pakietu: Zestaw okolicznościowy nr 1																				
3	data sterylizacji: data egzaminu																				
4	data ważności pakietu: data egzaminu + 1 miesiąc																				

Rezultat 2: Pakiet z Zestawem okolicznościowym nr 1


Egzaminator w celu dokonania oceny kryteriów 4 i 5 otwiera pakiet

1	Na pakiecie przyklejona etykieta taśmą neutralną																				
2	Pakiet jest zaklejony taśmą wskaźnikową i neutralną																				
3	Warstwa zewnętrzna pakietu wykonana jest z papieru krepowanego w kolorze białym																				
4	Wewnątrz pakietu umieszczony jest wskaźnik chemiczny																				
5	Pakiet zawiera wyłącznie: serwetę chirurgiczną – 1 szt. bandaż zwykły bawełniany – 1 szt. kompresy gazowe 10 x 10 cm – 10 szt. fartuch barierowy – 1 szt.																				

Rezultat 3: Karta procesów sterylizacji												
Wpisane:												
1	data procesu: data egzaminu nazwa oddziału: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu/Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu											
2	nazwa zestawu: Zestaw okolicznościowy nr 1											
3	nazwa wyrobów medycznych tworzących zestaw, liczba sztuk : serweta chirurgiczna – 1 szt. bandaż zwykły bawełniany – 1 szt. kompresy gazowe 10 x 10 cm – 10 szt. fartuch barierowy – 1 szt.											
4	rodzaj bariery sterylnej: papier krepowany/papier krepowany w dwóch kolorach/dwie warstwy papieru krepowanego											
5	typ wskaźnika chemicznego umieszczonego w pakiecie: typ 4 lub 4											
6	metoda sterylizacji: para wodna											
7	parametry procesu sterylizacji (temperatura i czas): 134°C, 7 minut											
Rezultat 4: Protokół niezgodności												
Wpisane:												
1	opis niezgodności w zestawie (nazwa i ilość wyrobu medycznego): nożyczki chirurgiczne – 1szt.											
2	opis przyczyny niezgodności: wyrób jednorazowego użytku/jednorazowe											
3	podjęte działania (kogo powiadomiono): powiadomiono personel oddziału/kierownika/pielęgniarkę lub zapisany konkretny pracownik Centralnej Sterylizatorni lub utylizacja											

Przebieg 1. Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.*

Zdający:

1	naniósł środek dezynfekcyjny na suchą dłoń/dłonie										
2	wykonał następnie 6 etapów dezynfekcji rąk, w kolejności: 										
3	powtórzył każdy z sześciu etapów dezynfekcji rąk minimum pięciokrotnie										

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Przebieg 2: Wykonanie pakietu <i>Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.</i>							
Zdający:							
1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy						
2	umieścił tacę narzędziową po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego w kolorze zielonym						
3	zawinął arkusz zakrywając tacę z wyrobami medycznymi. Sformułował trójkąt						
4	pozostawił wypustkę papieru krepowanego zielonego						
5	sformułował z papieru białego koloru również trójkąt (jak w kryterium 3) oraz pozostawił po kolejnych krokach pakowania wypustkę (jak w kryterium 4)						
6	zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania narzędzi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym oraz uporządkował wszystkie materiały, z których korzystał podczas wykonywania pakowania						
7	wyrzucił czepek do pojemnika z odpadami						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis