

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**Oznaczenie arkusza: **MS.14-01-21.01-SG**Oznaczenie kwalifikacji: **MS.14**Numer zadania: **01**Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka – Kod egzaminatora Data egzaminu
*Dzień Miesiąc Rok*Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Stanowisko asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty przygotowane do pracy

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Egzaminator ocenia przed przystąpieniem do oceny przebiegu 2.

Na indywidualnym stanowisku pracy/asystorze znajdują się:

1	środki ochrony indywidualnej dla asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty: co najmniej 2 pary rękawiczek jednorazowych, 2 przyłbice/2 pary okularów ochronnych/1 przyłbica i 1 okulary ochronne i 2 maseczki ochronne																			
2	środki ochrony indywidualnej pacjenta: jednorazowa serweta, pokrowiec na zagłówek fotela, wkład do miski spluwaczki, jednorazowy kubek, końcówka do ślinociągu																			
3	na tacce jednorazowej: lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna, nakładacz																			
4	kątnica turbinowa i wiertło - diamentowy stożek na turbinę																			
5	błoczek papierowy do mieszania, plastikowa szpatułka do cementów, cement glassjonomerowy Ketac Cem Radiopaque																			

Rezultat 2: Metryczka na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do dużych narzędzi

Wpisane:

1	nazwa preparatu: Aniosyme DD1 stężenie: 0,5%																			
2	czas ekspozycji: 5 minut																			
3	data i godzina sporządzenia: data egzaminu, przykładowa godzina																			
4	ilość wody: 1990 ml lub 1990 ilość koncentratu: 10 ml lub 10																			

Rezultat 5: Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu									
1	Czerwony worek zawiera: rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, jednorazową serwetę, pokrowiec na zagłówek fotela, wkład do miski spluwaczki, jednorazowy kubek, końcówkę do ślinociągu, tackę stomatologiczną jednorazową								
2	Niebieski worek zawiera: opakowania papierowo-foliowe po narzędziach								
3	Blaty czyste tak, by nie było na nich resztek cementu, rozlanej wody								
4	Pakiety z narzędziami ułożone na stanowisku egzaminacyjnym								
Przebieg 1. Przygotowanie roztworu preparatu dezynfekcyjnego i gotowego płynu do dezynfekcji do narzędzi obrotowych									
<i>Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki</i>									
Zdający:									
1	przed przystąpieniem do przygotowania roztworu środka dezynfekcyjnego umył higienicznie ręce								
2	sporządził roztwór ubrany w fartuch foliowy, okulary ochronne/przyłbicę i maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe/gumowe								
3	wlał do wanianki dezynfekcyjnej wodę, a następnie miarką odmierzony koncentrat preparatu dezynfekcyjnego								
4	zamieszał roztwór								
5	nalął gotowy płyn dezynfekcyjny do pojemnika na narzędzia obrotowe								
6	zakrył waniankę i pojemnik pokrywą								

Przebieg 2: Przygotowanie cementu glassjonomerowego Ketac Cem Radipaque*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki*

Zdający:

1	przed przystąpieniem do pracy umył i zdezynfekował ręce																			
2	sporządzał cement glassjonomerowy w rękawiczkach jednorazowych, okularach ochronnych/przyłbicy i maseczce ochronnej																			
3	wstrząsnął butelką z proszkiem cementu przed odmierzeniem proszku																			
4	miarękę z proszkiem przeciągnął po plastikowej nakładce w otworze butelki, nie ugniatał proszku cementu																			
5	podczas dozowania płynu cementu butelkę trzymał w pozycji pionowej																			
6	proszek i płyn odmierzył obok siebie na bloczku papierowym do mieszania																			
7	zamknął butelki z proszkiem i płynem cementu bezpośrednio po pobraniu porcji																			
8	wprowadzał proszek do płynu																			
9	uzyskał jednorodną masę cementu o konsystencji gęstej śmietany																			

