

Rezultat 2. Opis techniki lakowania zęba (zapis w brzmieniu analogicznym, ważne elementy i kolejność)									
1	Oczyścić pastą przy pomocy szczoteczki								
2	Powierzchnie zęba opłukać i osuszyć								
3	Ząb odizolować od dostępu śliny								
4	Nałożyć wytrawiacz na bruzdy / powierzchnie zęba, które będą lakowane								
5	Wytrawiacz pozostawić na zębie przez 30 – 60 sekund, następnie spłukać silnym strumieniem wody /obficie wodą, ząb osuszyć								
6	Pokryć wytrawione miejsca lakiem szczelinowym aplikatorem/zgłębnikiem i naświetlać 30 sekund								
7	Sprawdzić okluzję i lak dopasować w zgryzie								
Rezultat 3. Dokumentacja medyczna – wkładka do karty choroby poradni stomatologicznej									
1	Zapisana data zabiegu: DATA EGZAMINU								
2	Wpisany numer zalakowanego zęba: 37								
3	Zapisać rozpoznanie: ząb zakwalifikowany do lakowania/wskazanie do lakowania								
4	Zapisać zabieg i użyty do lakowania preparat: lakowanie zęba lakiem szczelinowym ARKONA Polska								
5	Zapisać zalecenia: kontrola laku za 6 miesięcy. W przypadku uszkodzenia laku jego uzupełnienie								
6	Złożony podpis: numer PESEL zdającego								

Rezultat 4. Metryczka na płyn dezynfekcyjny do dużych narzędzi oraz obliczenia									
1	Wpisana obliczona ilość wody: 1990 ml								
2	Wpisana obliczona ilość koncentratu: 10 ml								
3	Wypełniona metryczka informacyjna na pojemnik z roztworem dezynfekcyjnym w arkuszu egzaminacyjnym – wpisane: – rodzaj środka: Aniosyme DD1 – stężenie: 0,5% – czas ekspozycji/działania: 5 minut								
4	Wypełniona metryczka informacyjna na pojemnik z roztworem dezynfekcyjnym w arkuszu egzaminacyjnym – wpisane: – data sporządzenia: data egzaminu – podpis: PESEL								
Rezultat 5. Stanowisko pracy po zabiegu									
1	Narzędzia zanurzone w roztworze płynu dezynfekcyjnego, przestrzegane całkowite ich zanurzenie								
2	Szczelnie zamknięty pojemnik dezynfekcyjny								
3	Uprzątnięte powierzchnie blatów/asystor – brak resztek materiałów, opakowań, używane materiały uporządkowane, blat czysty i zdezynfekowany								
4	Posegregowane odpady medyczne skażone: w czerwonym worku – rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, kubek, serweta ochronna, ochraniacz na zagłówek, wkład do sopluczek, końcówka ślinociągu, użyte chusteczki dezynfekcyjne, wałki ligniny, kalka zgrzyzowa, tacka jednorazowa								
5	Posegregowane odpady medyczne pozostałe: w niebieskim worku – opakowania papierowo foliowe								

