

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2017  
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia**

Oznaczenie arkusza: **Z.14-01-17.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.14**

Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka           –

Kod egzaminatora

Data egzaminu              
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


Egzaminator wpisuje T,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo N, jeżeli  
nie spełnił

**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

**Rezultat 1. Diagram w Karcie choroby pacjenta**

1 Zaznaczone na diagramie: cztery zęby górne sieczne z próchnicą literą C, jeden ząb drugi trzonowy dolny lewy z wypełnieniem literą W

**Rezultat 2. Wkładka do karty choroby pacjenta**

Uzupełnione:

1 Imię i nazwisko: Alicja Malaga

2 Ząb: V-

3 Rodzaj wykonywanych zabiegów: lakowanie zęba lakiem szczelinowym Conseal F

4 Zalecenia dla pacjenta: ćwiczenie Skalouda

5 Zalecenia: szczotkowanie zębów metodą Fonesa

6 Podpis: PESEL zdającego

**Rezultat 3. Instrukcja ćwiczenia Skalouda**

*Dopuszczalne stwierdzenia równoznaczne.*

Uzupełnione:

1 Etapy ćwiczenia: Przyjęcie postawy stojącej/„na baczność”, nabranie powietrza przez nos, wypełnienie nim przedsionka jamy ustnej

2 Etapy ćwiczenia: Przy zwartych wargach kilkakrotne przerzucanie powietrza w przedsionku ze strony prawej na lewą/wykonywanie ruchów podobnych do płukania jamy ustnej

3 Częstotliwość ćwiczeń na dobę: 2 lub 3 x dziennie

4 Ilość ruchów ćwiczebnych w jednym powtórzeniu: od 3 do 6 powtórzeń


<b>Rezultat 4. Instruktaż higieny</b>									
Uzupełnione:									
1	Imię i nazwisko: Alicja Malaga								
2	Wybrany rodzaj włókien szczotki: średnia lub miękka								
3	Wybrane ustawienie szczoteczki do zębów: 90°								
4	Wybrany rodzaj ruchów szczoteczki: okrężne								
5	Wybrana ilość ruchów szczoteczki: 5-6								
<b>Rezultat 5. Uporządkowane stanowisko pracy</b>									
1	W czerwonym worku znajdują się: serweta, ochraniacz na zagłówek, ślinociąg, kubek jednorazowy, taca jednorazowa, wałeczki celulozowe, rękawiczki jednorazowe; w niebieskim worku znajdują się: opakowania papierowo-foliowe po narzędziach; w twarościennym pojemniku na odpady medyczne: igły do aplikacji laku i wytrawiacza								
2	W wanience dezynfekcyjnej na duże narzędzia umieszczony jest: zestaw diagnostyczny; w wanience dezynfekcyjnej na drobne narzędzia: szczotka/gumka na kątnicę, wiertło diamentowe-kulka								
3	Uporządkowany asystor – wszystkie elementy na swoim miejscu								
<b>Przebieg 1. Higieniczne mycie rąk techniką Ayliffe'a przed zabiegiem lakowania zęba</b>									
<i>Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. Oceń mycie rąk, a następnie przejdź do oceny Przebiegu 2.</i>									
Zdający:									
1	zwilżył ręce pod wodą przed aplikacją mydła								
2	wykonał kolejno wszystkie etapy mycia rąk								
3	powtarzał każdą czynność mycia co najmniej 5 razy								


**Przebieg 2. Lakowanie zęba**

Egzaminator przystępuje do oceny bezpośrednio po Przebiegu 1.

Zdający:

1	oczyścił powierzchnię zęba drugiego trzonowego dolnego prawego V- przy pomocy pasty czyszczącej i szczoteczki zamontowanej na mikrosilnik, następnie spłukał (strzykawką z napisem WODA) i osuszył (strzykawką z napisem POWIETRZE i/lub kulkami z waty)											
2	zabezpieczył ząb od dostępu śliny											
3	wytrawił ząb za pomocą kwasu ortofosforowego, wypłukał i osuszył ząb											
4	nałożył lak szczelinowy Conseal F przy pomocy igły do aplikacji i równomiernie rozprowadził zgłębnikiem											
5	naświetlał lampą polimeryzacyjną przez 20 s											
6	sprawdził uszczelnienie zgłębnikiem											
7	sprawdził okluzję przy pomocy kalki zgryzowej i w razie potrzeby wykonał korektę laku wiertłem diamentowym kulką na kątnicę na mikrosilnik											

**Przebieg 3. Przygotowanie kątnicy do sterylizacji**

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	usunął wiertło z kątnicy											
2	zdezynfekował kątnicę zewnętrznie chusteczką dezynfekcyjną lub gazikiem nasączonym gotowym środkiem dezynfekcyjnym											
3	przetarł końcówkę gazikiem nasączonym wodą destylowaną											
4	przeprowadził konserwację olejem do końcówek stomatologicznych											
5	umieścił w torebce papierowo-foliowej wskaźnik chemiczny oraz kątnicę rękonośną skierowaną w stronę otwierania pakietu											
6	opisał pakiet: data egzaminu i PESEL Zdającego											

Egzaminator .....

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis