


*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

 Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

 Oznaczenie arkusza: **Z.15-01-15.05**

 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.15**

 Numer zadania: **01**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

 * w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Wykaz ilości wody i koncentratu preparatu dezynfekcyjnego oraz metryczka na pojemnik dezynfekcyjny do dużych narzędzi.*Wpisane:*

1	- ilość wody: 1990 ml - ilość koncentratu: 10 ml										
2	<p>Metryczka informacyjna na pojemnik z roztworem dezynfekcyjnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodzaj środka: Aniosyme DD1 - stężenie: 0,5% - czas ekspozycji/działania: 5 minut - data sporządzenia: data egzaminu - podpis: PESEL 										
Rezultat 2. Przygotowane stanowisko pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej.											
<i>Uwaga. Oceń po zgłoszeniu gotowości przez Zdającego.</i>											
1	Przygotowane worki na odpady medyczne skażone – czerwony i medyczne pozostałe – niebieski.										
2	<p>Środki ochrony indywidualnej dla lekarza (ułożone na stanowisku po lewej stronie rysunku):</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawiczki jednorazowe - maseczka i okulary lub przyłbica 										
3	<p>Dla asystentki i pacjenta (ułożone na stanowisku po prawej stronie rysunku):</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawiczki jednorazowe - maseczka i okulary lub przyłbica - jednorazowa serweta ochronna - kubek jednorazowy - końcówka ślinociągu - jednorazowa osłona na zagłówek - jednorazowy wkład do spluwaczki - płytka szklana - szpatałka metalowa - preparat wybielający Endoperox 										

4	Na tacce jednorazowej ułożone: - lusterko stomatologiczne - zgłębnik - pęseta stomatologiczna - ekskawator - nakładacz - upychadło kulkowe - wałeczki ligniny - sterylne kulki waty								
5	Kolejność ułożenia instrumentów na tacy zgodna z wykonaniem zaplanowanego zabiegu, od strony lewej do prawej ściśle taka, w jakiej kolejności będzie ich używał lekarz: - zestaw diagnostyczny - ekskawator - nakładacz - upychadło kulkowe (instrumenty zestawu diagnostycznego ułożone końcówkami pracującymi tak, aby spełnione były zasady ich przekazywania – końcówkami pracującymi w stronę asystentki stom.)								
6	Tacka jednorazowa z narzędziami ułożona na stanowisku egzaminacyjnym								
Rezultat 3. Przygotowany preparat do wybielania Endoperox.									
<i>Uwaga. Ocenic po zgłoszeniu gotowości do oceny.</i>									
1	Preparat wybielający znajduje się na płytce szklanej								
2	Konsystencja: ścisła								

Rezultat 4. Karta pacjenta, termin następnej wizyty oraz metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi skażonymi.										
<i>Wpisane:</i>										
1	KARTA PACJENTA – Data zabiegu: data egzaminu, numer zęba: 21									
2	KARTA PACJENTA – Rozpoznanie: ząb po leczeniu endodontycznym, przebarwiony									
3	KARTA PACJENTA – Zabieg: założenie środka wybielającego Endoperox (lub równoznaczne)									
4	KARTA PACJENTA – Zalecenia: założenie wypełnienia stałego w zębie 21 za 7 dni									
5	DRUK NASTĘPNEJ WIZYTY – Termin następnej wizyty dla pacjenta: data – siedem dni po egzaminie									
6	DRUK NASTĘPNEJ WIZYTY – Cel wizyty: założenie wypełnienia stałego w zębie 21									
7	METRYCZKA NA ODPADY MEDYCZNE SKAŻONE – Nazwa i adres gabinetu; data otwarcia i zamknięcia worka (data egzaminu); kod odpadów: 18 01 03									
Przebieg 1. Przygotowanie środka do dezynfekcji narzędzi.										
<i>Zdający:</i>										
1	Podczas sporządzania środka dezynfekcyjnego miał założone: fartuch foliowy, maseczkę i okulary lub przyłbicę, rękawiczki winylowe/gospodarcze									
2	Używał miarek do odmierzania wody i koncentratu									
3	Przygotował roztwór w pojemniku do dezynfekcji dużych narzędzi									
4	Pojemnik szczelnie zamknął									

Przebieg 2. Uporządkowanie stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej.*Zdający:*

1	Umieścił narzędzia w pojemniku do dezynfekcji dużych narzędzi								
2	Posegregował odpady: - w czerwonym worku – rękawiczki jednorazowe lekarza i asystentki,, kubek, serweta ochronna, osłona na zagłówek, końcówka ślinociągu, wkład do spluwaczki, kuleczki waty, wałki ligniny								
3	Posegregował odpady: - niebieskim worku – opakowania papierowo-foliowe								
4	Umył i zdezynfekował płytkę szklaną, łopatkę metalową, powierzchnie blatów, asystor, krzesło asystentki, przyłbice/ okulary								

Przebieg 3. Przygotowanie narzędzi do sterylizacji.*Uwaga. Ocenic po zgłoszeniu gotowości przez zdającego.**Zdający:*

1	Założył fartuch foliowy, maseczkę i okulary lub przyłbicę, rękawiczki winylowe/gospodarcze								
2	Narzędzia umył pojedynczo w ciepłej wodzie								
3	Narzędzia wypłukał, a do ostatniego płukania użył wody destylowanej								
4	Osuszył narzędzia ręcznikiem jednorazowym								
5	Włożył do pakietu test chemiczny kontroli procesu sterylizacji								
6	Zamknął i opisał pakiety na wolnym marginesie za zgrzewem: data sterylizacji: dzień egzaminu, nazwisko – PESEL								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis