


**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

 Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

 Oznaczenie arkusza: **Z.15-01-15.08**

 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.15**

 Numer zadania: **01**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

 Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

 * w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Rezultat 2: Dokumentacja									
1	Karta pacjenta data: data egzaminu ząb: 16 rozpoznanie: Próchnica wtórna głęboka I kl. Blacka								
2	Karta pacjenta zabiegi, leki: Opracowanie ubytku, założenie opatrunku czasowego z cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego (lub równoznaczne)								
3	Karta pacjenta Zalecenia: Po założeniu opatrunku nie jeść i nie pić przez 30 minut. Pacjent umówiony na następną wizytę w celu założenia wypełnienia stałego w zębie 16 za 30 dni (lub równoznaczne)								
4	Termin następnej wizyty data: data egzaminu +30 dni godzina: wpisana przykładowa godzina cel wizyty: założenie wypełnienia stałego w zębie 16 (lub równoznaczne)								
5	Skierowanie na badania laboratoryjne testów kontroli sterylizacji placówka zlecająca: Gabinet Dentystyczny, Kraków ul. Zielona 5 data sterylizacji: data egzaminu godzina sterylizacji: wpisana przykładowa godzina rok produkcji: 2012 rodzaj testu: Sporal A								
6	Skierowanie na badania laboratoryjne testów kontroli sterylizacji Parametry procesu sterylizacji: temperatura 134°C czas 3,5 min podpis: PESEL zdającego								
7	Metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi skażonymi nazwa i adres gabinetu dentystycznego: Gabinet Dentystyczny, Kraków ul. Zielona 5 data i godzina otwarcia: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina data i godzina zamknięcia: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina kod odpadów: 18.01.03 podpis: PESEL zdającego								

Przebieg 2: Przygotowanie narzędzi do sterylizacji										
1	Zdający umył higieniczne ręce, zdezynfekował je, założył rękawice winylowe, maseczkę jednorazową, okulary/przyłbicę, jednorazowy fartuch foliowy									
2	Zdający wyjął narzędzia z pojemnika dezynfekcyjnego do dużych narzędzi, umył je, opłukał i wysuszył, umieścił je w torebkach papierowo-foliowych wraz z testem chemicznym									
3	Zdający mył narzędzia pojedynczo w ciepłej wodzie									
4	Zdający zamknął torebki papierowo-foliowe z narzędziami i opisał pakiety									
5	Zdający wyjął wiertła z małego pojemnika do dezynfekcji drobnych narzędzi, umył je za pomocą szczoteczki, opłukał, wysuszył i umieścił je w torebkach papierowo-foliowych wraz z testem chemicznym									
6	Zdający zamknął torebki papierowo-foliowe z wiertłami i opisał pakiety									
7	Zdający przygotował test biologiczny Sporal A									

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis