

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**
 Oznaczenie arkusza: **Z.20-01-14.05**
 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

 Zmiana

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1. Wypełniony Protokół zdawczo-odbiorczy**

1	Wpisana lp.: 1,2,3,4.								
2	Wpisana nazwa oddziału: 2 x Poradnia Chirurgiczna, 2 x Blok Operacyjny.								
3	Wpisana nazwa sprzętu: igłotrzymacz (imadło), kleszczyki Kocher, pęseta chirurgiczna, nożyczki chirurgiczne.								
4	Wpisana odpowiednio ilość szt.: 3szt, 2szt., 4szt, 2szt.								

Rezultat 2. Wypełniona Karta procesów dekontaminacji

1	Wpisana lp.: 1,2,3,4.								
2	Wpisana nazwa sprzętu : igłotrzymacz, kleszczyki Kocher, pęseta chirurgiczna, nożyczki chirurgiczne.								
3	Wpisana ilość, odpowiednio szt.: 3szt, 2szt., 4szt, 2szt.								
4	Wpisana metoda mycia i dezynfekcji: maszynowa lub termiczna (maszynowa/termiczna) lub mechaniczna; w wierszach: igłotrzymacz, kleszczyki Kocher, nożyczki chirurgiczne.								
5	Wpisane parametry procesu dezynfekcji: 90°C /min.5minut lub 93°C /min.2,5minuty lub 95°C/ min.1,6 minuty; w wierszach: igłotrzymacz (imadło), kleszczyki Kocher, nożyczki chirurgiczne.								
6	Wpisane w wierszu – pęseta chirurgiczna, metoda mycia i dezynfekcji: maszynowa lub termiczna (maszynowa/termiczna) lub mechaniczna lub chemiczna / manualna.								
7	Wpisane w wierszu – pęseta chirurgiczna, parametry procesu dezynfekcji: 90°C /min.5minut lub 93°C /min.2,5minuty lub 95°C/ min.1,6 minuty lub nazwa i stężenie środka dezynfekcyjnego, dostępnego w ośrodku, np. Lysoformin 3000 2%.								
8	Wpisana metoda sterylizacji/parametry procesu: sterylizacja parowa, 121°C/min.15minut lub 134°C/min.3minuty dla wszystkich narzędzi.								
9	W całej kolumnie kasacja/utylicacja – wpisane „nie”.								

Rezultat 3. Wypełniona Etykieta

Etykieta, w czasie wykonywania mycia i dezynfekcji pęsety, będzie położona obok wianienki dezynfekcyjnej, po wykonaniu zadania zdający opisze ją swoim numerem PESEL i włoży do arkusza egzaminacyjnego.

1	Wpisana nazwa środka dezynfekcyjnego, zgodna z tym co przygotował ośrodek, np. Lysoformin 3000.								
2	Wpisane stężenie środka dezynfekcyjnego – 2%.								
3	Wpisany czas działania środka (zgodnie i na podstawie instrukcji producenta środka chemicznego, przygotowanego przez ośrodek).								
4	Wpisana data i godzina sporządzenia roztworu, zgodna z datą i momentem egzaminu.								

Przebieg 1. Przygotowanie roztworu preparatu myjąco-dezynfekującego oraz wykonanie mycia i dezynfekcji pęsety.

Uwaga. Egzaminator powinien się zapoznać z instrukcją sporządzenia środka myjąco-dezynfekującego, który został przygotowany przez ośrodek.

Zdający sygnalizuje gotowość przez podniesienie ręki. Zgodę wydaje Przewodniczący ZNCP.

Należy uwzględnić skrócenie czasu oczekiwania na działanie środka chemicznego poprzez komunikat po kryt. 5 „Proszę kontynuować”. Egzaminator kończy ocenę, gdy zdający po wykonaniu zadania, pęsetę odłoży na tacę z narzędziami.

1	Zdający wykonał mycie i dezynfekcję rąk techniką wg Ayliffe.								
2	Zdający założył środki ochrony indywidualnej, co najmniej: okulary i maseczkę (lub przyłbicę), czepek, rękawiczki, fartuch ochronny.								
3	Zdający odmierzył 980 ml wody i 20 ml środka dezynfekcyjnego.								
4	Zdający wymieszał roztwór środka dezynfekcyjnego w waniencie dezynfekcyjnej.								
5	Zdający umieścił pęsetę chirurgiczną w roztworze roboczym środka i zamknął pokrywę wianienkę dezynfekcyjną.								
6	Zdający wyjął pęsetę.								
7	Zdający obejrzał dokładnie pęsetę po zakończonej dezynfekcji.								
8	Zdający wykonał ostatnie płukanie pęsety wodą demineralizowaną.								
9	Zdający wysuszył pęsetę używając ręczników papierowych.								
10	Zdający uporządkował stanowisko pracy.								

Egzaminator

imię i nazwisko

data i czytelny podpis